

Produktdatablad

Covid-19 Antigen test

Nasal testen til ydre næsebor (Ala Nasi) er velegnet til kvalitativ påvisning af coronavirus. Testen er godkendt til selvtest i Danmark.

- Enkel og nem at bruge
- Et kit med alt hvad der skal bruges til at lave en test.
- Forfyldt prøveekstraktionsrør
- Resultat på bare 15 minutter

Produktinformation:

Nasal test (Ydre næsebor)

Instruktion med piktogram og dansk tekst.

Følsomhed: 97,1%

Specifitet: 99,2%

Total nøjagtighed: 98,4%


Indhold i Covid-19 antigen kit:

Forfyldt prøve ekstraktionsrør

Testkort

Rørhætte

prøveudtagningspind



Mærkninger:

CE 1434

Dispensation fra lægemiddelstyrelsen til selvtest med overvågning

Opbevares:

Ved temperaturer 2-30 °C eller 38-86 °F

Varenummer:

Ronald A/S: 63716

Pakning:

25 kit/æske

1000 stk./karton

