

Produktdatablad

Covid-19 Antigen test

Nasal testen til ydre næsebor (Ala Nasi) er velegnet til kvalitativ påvisning af coronavirus. Testen er godkendt til selvtest i hjemmet. I brugsanvisningen findes udførelsen både som tekst og som piktogram. Ligesom der er et link til en illustrativ video.

- Enkel og nem at bruge
- Et kit med alt hvad der skal bruges til at lave en test.
- Resultat på bare 15 minutter

Produktinformation:

Nasal test (Ydre næsebor)

Instruktion med piktogram og dansk tekst.

Følsomhed: 96,77%

Specificitet: 99,2%

Total nøjagtighed: 98,72%

Indhold i Covid-19 antigen kit:

Steril pøde pind

Plastrør

Prøvevæske

testkassette

Dansk, Norsk, Svensk og Finsk brugsanvisning

Mærkninger:

CE

Notified Body nr. 0123

Sortiment:

Testen findes både til professionel og hjemme brug.

Opbevares:

Ved temperaturer 2-30 °C eller 38-86 °F

Varenummer:

Ronald A/S: 64009

Pakning:

25 kit/æske

1000 stk./karton

